

*GERAL*

---



Manual de  
Caixas Cirúrgicas





## APRESENTAÇÃO

Este Manual foi desenvolvido pela ITM Indústria de Tecnologias Médicas Ltda., com a colaboração de diversos profissionais da área de enfermagem, e a revisão final coube a dois instrumentadores e a um cirurgião.

Cabe aqui um agradecimento especial a Tarcísio Peroni, que, auxiliado pelos profissionais da área de enfermagem do Paraná, ofereceram a base sob a qual esse manual foi desenvolvido e à enfermeira Márcia Santos, de Goiás, pela contribuição na revisão e complementação das Caixas para Cirurgia Geral e complementação da descrição das Caixas para Cirurgia Videolaparoscópica\*.

As caixas básicas aqui sugeridas apresentam as quantidades mínimas e necessárias a um procedimento cirúrgico, refletindo as tendências de uso mais frequentes nos hospitais.

Por se tratarem de conjuntos básicos, os usuários ou instituições de saúde devem sempre considerar a possibilidade de alteração nas quantidades das peças, medidas, e eventualmente, modelos, de forma a atender as particularidades de cada um.

Dessa forma, o usuário ou profissional de centro cirúrgico pode identificar as opções disponíveis para cada especialidade e compor seu próprio conjunto de forma personalizada.

Canoas, Dezembro de 2009.



## Sumário

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| CAIXA APENDICECTOMIA E CISTOSTOMIA .....              | 5  |
| CAIXA BÁSICA GRANDE .....                             | 6  |
| CAIXA BÁSICA MÉDIA .....                              | 8  |
| CAIXA BÁSICA PEQUENA .....                            | 9  |
| CAIXA DE MATERIAL BÁSICO PARA CIRURGIA VASCULAR ..... | 11 |
| CAIXA PARA ANESTESIA .....                            | 51 |
| CAIXA PARA AMIGDALECTOMIA .....                       | 12 |
| CAIXA PARA BIÓPSIA DE MAMA .....                      | 14 |
| CAIXA PARA BIÓPSIA EM GERAL .....                     | 14 |
| CAIXA PARA BIÓPSIA MUSCULAR .....                     | 15 |
| CAIXA PARA BIÓPSIA UTERINA .....                      | 15 |
| CAIXA PARA BUCOMAXILOFACIAL .....                     | 16 |
| CAIXA PARA CESARIANA .....                            | 18 |
| CAIXA PARA CIRURGIA CABEÇA/PESCOÇO .....              | 63 |
| CAIXA PARA CIRURGIA CORONARIANA/CARDÍACA .....        | 19 |
| CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA .....                    | 48 |
| CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA VAGINAL .....            | 49 |
| CAIXA PARA CIRURGIA VASCULAR (ANGIOLOGIA) .....       | 12 |
| CAIXA PARA COLECISTECTOMIA (VIAS BILIARES) .....      | 21 |
| CAIXA PARA COLPOPERINEORRAFIA .....                   | 23 |
| CAIXA PARA CURATIVOS .....                            | 24 |
| CAIXA PARA CURETAGEM UTERINA .....                    | 24 |
| CAIXA PARA DISSECÇÃO DE VEIA-FLEBOTOMIA .....         | 25 |
| CAIXA BÁSICA PARA DRENAGEM TORÁCICA .....             | 51 |
| CAIXA PARA ESOFAGECTOMIA .....                        | 25 |
| CAIXA PARA EVENTRAÇÃO .....                           | 27 |
| CAIXA PARA FÍSTULA ARTÉRIO-VENOSA .....               | 37 |
| CAIXA PARA FISTULECTOMIA (PROCTOLOGIA).....           | 37 |
| CAIXA PARA GASTRECTOMIA .....                         | 30 |
| CAIXA PARA GINECOLOGIA ABDOMINAL .....                | 32 |
| CAIXA PARA GINECOLOGIA (AMBULATÓRIO) .....            | 12 |
| CAIXA PARA HEMORROIDECTOMIA .....                     | 34 |
| CAIXA PARA HERNIOPLASTIA .....                        | 35 |
| CAIXA PARA HIDROCELE HIPOSPADIA .....                 | 34 |
| CAIXA PARA HISTERECTOMIA .....                        | 36 |
| CAIXA PARA LAMINECTOMIA .....                         | 43 |
| CAIXA PARA LAPAROTOMIA EXPLORADORA .....              | 10 |
| CAIXA PARA LAPAROTOMIA INFANTIL .....                 | 28 |
| CAIXA PARA MASTECTOMIA (GINECOLOGIA) .....            | 38 |
| CAIXA PARA NEFRECTOMIA .....                          | 39 |



|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| CAIXA BÁSICA PARA NEUROCIRURGIA .....                        | 64 |
| CAIXA BÁSICA PARA ONCOLOGIA ABDOMINAL .....                  | 65 |
| CAIXA PARA ORTOPEDIA - PEQUENOS OSSOS .....                  | 41 |
| CAIXA PARA ORTOPEDIA - GRANDES OSSOS .....                   | 42 |
| CAIXA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA.....                         | 44 |
| CAIXA PARA PARTO COM EPISIOSTOMIA .....                      | 45 |
| CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA HOSPITALAR .....                 | 46 |
| CAIXA PARA PERINEOPLASTIA .....                              | 47 |
| CAIXA PARA PARTO COM FÓRCEPS .....                           | 29 |
| CAIXA PARA POSTECTOMIA .....                                 | 46 |
| CAIXA PARA PROSTATECTOMIA PARCIAL/RADICAL .....              | 62 |
| CAIXA PARA RETIRADA DE PONTOS .....                          | 45 |
| CAIXA PARA REVISÃO DE COLO II (PÓS-OPERATÓRIO) .....         | 51 |
| CAIXA PARA RINOPLASTIA .....                                 | 52 |
| CAIXA PARA SAFENECTOMIA (CIRURGIA VASCULAR) .....            | 53 |
| CAIXA PARA SUTURAS EM GERAL .....                            | 48 |
| CAIXA PARA TIREOIDECTOMIA .....                              | 54 |
| CAIXA PARA TORACOTOMIA .....                                 | 55 |
| CAIXA PARA TORACOTOMIA INFANTIL .....                        | 57 |
| CAIXA PARA TRAQUEOSTOMIA .....                               | 58 |
| CAIXA PARA UROLOGIA ADULTO .....                             | 59 |
| CAIXA PARA UROLOGIA INFANTIL .....                           | 60 |
| CAIXA PARA VETERINÁRIA-BÁSICA (CIRURGIA E AMBULATÓRIO) ..... | 66 |
| CAIXA PARA VETERINÁRIA-GERAL .....                           | 67 |



## CAIXA APENDICECTOMIA E CISTOSTOMIA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 12cm x 10mm            | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afastador Gosset pequeno 16x18x43x100mm            | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck n°2 30x16mm cabo chato        | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm             | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0178    | Pinça Duval c/boca 1cm p/int. e pul. 21cm          | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                  | 6      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixer-Baby 14cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                   | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm         | 2      | Pç.     |
| 03-1522    | Clipadora 28cm p/Vitaclip grande/Laranja           | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                      | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi n°3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi n°4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm  | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                    | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-olivar 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                              | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                        | 1      | Pç.     |



## CAIXA BÁSICA GRANDE

| Referência | Descrição                                        | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0006    | Afastador Balfour 60mm c/valva 100x70mm reta     | 1      | Pç.     |
| 01-0012    | Afastador Deaver nº4 25mm x 30cm (p/abdominal)   | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm       | 2      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf grande 20mm largura 17cm      | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afastador Gosset médio 58x65x160mm, abdominal    | 1      | Pç.     |
| 01-0036    | Afastador Harrington 127x62mm 32cm               | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck nº2 30x16mm cabo chato      | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin abd. e torá. angulada 29cm     | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm 33cm                        | 4      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm 33cm                        | 8      | Pç.     |
| 01-0112    | Espátula Ribbon 50mm abd. e torá. 33cm           | 4      | Pç.     |
| 01-0131    | Valva de Balfour 45x80mm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                           | 6      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                           | 4      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0148    | Pinça Dissecção Adson reta hemostática 18cm      | 1      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça Dissecção Adson curva hemostática 18cm     | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                      | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                 | 3      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                              | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0180    | Pinça Duval 25cm                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm              | 2      | Pç.     |
| 03-0195    | Pinça Foerster curva c/serrilha 25cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm     | 6      | Pç.     |
| 03-0198    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 18cm     | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva. c/serrilha hem.12cm | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito cv. c/serrilha 18cm      | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm               | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0218    | Pinça Kocher intestinal curva 22cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0219    | Pinça Kocher intestinal curva 25cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixer-Baby 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                 | 4      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça Kocher R.Ochsner reta c/dente 22cm         | 4      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm       | 2      | Pç.     |
| 03-0253    | Pinça Rochester-Pean reta 24cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                              | 12     | Pç.     |
| 03-0822    | Pinça Doyen atraumática reta 19cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0823    | Pinça Doyen atraumática reta 21cm                | 1      | Pç.     |





## CAIXA BÁSICA GRANDE

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-1518    | Clipadora 28cm p/Vitaclip médio/grande verde   | 1      | Pç.     |
| 03-1522    | Clipadora 28cm ang p/Vitaclip grande laranja   | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                      | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson c/serrilha 12cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson c/dente 12cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 20cm      | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm          | 2      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm          | 2      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                    | 2      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha        | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha        | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein. 27cm c/serrilha      | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0383    | Tesoura Mayo-Harrington reta 22cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                   | 2      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 18cm        | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                | 2      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm             | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                          | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                    | 1      | Pç.     |



## CAIXA BÁSICA MÉDIA

| Referência | Descrição                                                    | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0006    | Afastador Balfour haste pequena 100x70mm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm                       | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afastador Gosset pequeno 16x18x43x100mm, abdominal           | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afastador Gosset médio 58x65x160mm, abdominal                | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck nº2 30x16mm cabo chato                  | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer maleável abdominal e torácica 25mmx30mm28cm | 1      | Pç.     |
| 01-0131    | Valva de Balfour 45x80mm                                     | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                                       | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                         | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                           | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm                       | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                            | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                                       | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm                        | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                          | 1      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt. c/serrilha12cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva. c/serrilha hem. 12cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                            | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                           | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                               | 6      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixer-Baby 14cm                                        | 2      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente de rato 25cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação c/vídea 25cm                                | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha                      | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha                      | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                               | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                                | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                                | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                               | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                                | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 ( lâminas 10,11,12,15) 12cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                              | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâm. Inoxi. 15cm                  | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                                        | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                                  | 1      | Pç.     |



## CAIXA BÁSICA PEQUENA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afastador Gosset pequeno 16x18x43x100mm, abdominal | 1      | Pç.     |
| 01-0056    | Afast Weitlaner 3x4 g. rombo 14cm                  | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm             | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                  | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm   | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 4      | Pç.     |
| 03-0249    | Pinça Rochester-Pean reta 16cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-1515    | Clipadora 19cm p/Vitaclip médio/grande verde       | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson c/serrilha 12cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson c/dente 12cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0291    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 16cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                         | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 09-0537    | Seringa de Carpule                                 | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm  | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                    | 1      | Pç.     |
| 10-0114    | Estilete Bi-Oliver 18cm                            | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                              | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                        | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA LAPAROTOMIA EXPLORADORA

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0003    | Afast. Balfour abd. c/valva 45x80 curvo haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0022    | Afast. Farabeuf grande 20mm largura 17cm             | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin abd. e torá. angulada 29cm         | 1      | Pç.     |
| 01-0131    | Valva de Balfour 45x80mm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                               | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                   | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                                   | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                  | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin c/ponta forma de coração 16cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0196    | Pinça Guyon p/pedículo renal 25cm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt. c/serrilha 12cm          | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva. c/serrilha hem. 12cm    | 8      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                    | 6      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                   | 10     | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0240    | Pinça Kocher (R.Ochsner) reta c/dente 18cm           | 4      | Pç.     |
| 03-0245    | Pinça Kocher (R.Ochsner) curva c/dente 18cm          | 4      | Pç.     |
| 03-0256    | Pinça Rochester-Pean curva 20cm                      | 1      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0799    | Pinça Kocher int atr reta serr. De Bakey 25cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0800    | Pinça Kocher intest atr cv. serr. de bakey 25cm      | 2      | Pç.     |
| 03-1522    | Clipadora 28cm ang p/Vitaclip grande laranja         | 1      | Pç.     |
| 03-0814    | Pinça Babcock vídeo 20cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0836    | Pinça Moynihan curva 23cm                            | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 20cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                     | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação dente de rato 25cm                  | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha              | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha              | 1      | Pç.     |
| 05-0866    | Porta-agulha Mayo-Hegar 30cm c/serrilha              | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha De Bakey vídeo 30cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0385    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 14cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 18cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                         | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva              | 2      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                        | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA LAPAROTOMIA EXPLORADORA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 07-0547    | Pinça dissecação De Bakey 19cm arco 3,5cm         | 2      | Pç.     |
| 07-0560    | Pinça dissecação De Bakey reta 20cm boca 1,5cm    | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 07-0707    | Pinça De Bakey Satinsky 28cm boca 7,5cm           | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 2      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |

## CAIXA DE MATERIAL BÁSICO PARA CIRURGIA VASCULAR

| Referência | Descrição                                                                      | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                                                        | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf 14cm                                                        | 1      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                                                            | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                                              | 1      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                                                       | 4      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta 12cm                                                  | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                                                 | 6      | Pç.     |
| 03-0701    | Gemini curva 18cm                                                              | 10     | Pç.     |
| 03-0832    | Pinça Kelly Delicada reta 16cm                                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                                                | 4      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                                                      | 2      | Pç.     |
| 05-0288    | Porta-agulha Crile-Wood del. c/ vídea 15cm                                     | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 18cm                                           | 1      | Pç.     |
| 05-0868    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 26cm                                           | 1      | Pç.     |
| 06-0599    | Tesoura Metzenbaum Delicada reta 18cm                                          | 1      | Pç.     |
| 06-0603    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 20cm                                         | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum (cárdio) curva 18cm                                         | 1      | Pç.     |
| 07-0541    | Pinça De Bakey (Satinski) 7,5cm de boca, ang., p/oclusão de aorta e vasos 18cm | 1      | Pç.     |
| 07-0547    | Pinça De Bakey (Satinski) 19cm boca 3,5cm                                      | 1      | Pç.     |
| 07-0548    | Pinça De Bakey (Satinski) 26m boca 5,5cm                                       | 1      | Pç.     |
| 07-0549    | Pinça De Bakey 28cm ângulo 60° p/aorta e gastrointestinal-arco 9cm             | 1      | Pç.     |
| 07-0694    | Pinça dissecação De Bakey 2,0mm de largura boca ang. 20cm                      | 1      | Pç.     |
| 07-0695    | Pinça dissecação De Bakey 2,0mm larg de bc ang. 24cm                           | 1      | Pç.     |
| 07-0696    | Pinça dissecação De Bakey 2,0mm larg de bc ang. 30cm                           | 1      | Pç.     |
| 07-0705    | Pinça De Bakey (Satinski) 26cm boca 4,5cm                                      | 1      | Pç.     |
| 07-0719    | Pinça De Bakey Lambert Kay 21cm                                                | 2      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                                                | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA GINECOLOGIA (AMBULATÓRIO)

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 02-0145    | Espéculo de Collin n°1 pequeno vaginal         | 1      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin n°2 médio vaginal 110x35mm  | 1      | Pç.     |
| 02-0147    | Espéculo de Collin n°3 grande vaginal 120x40mm | 1      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0191    | Pinça Foerster reta c/serrilha 20cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0720    | Pinça Thoms Gaylor p/biópsia 24cm              | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA AMIGDALECTOMIA

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                            | 10     | Pç.     |
| 03-0158    | Pinça Backhaus p/campo operatório 9cm          | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/ponta forma de anel 16cm        | 1      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Shnidt curva 19cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0261    | Pinça Shnidt curva forte 19cm                  | 2      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm          | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha        | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm          | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 18cm         | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 18cm        | 1      | Pç.     |
| 10-0001    | Abaixa-línguas Bruenings 18cm                  | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi n°3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi n°7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador Freer p/septo nasal 18cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0105    | Descolador Hurd p/amígd. e palatino 22cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0118    | Faca Beckmann n 1 p/veget. adenóide 22cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0119    | Faca Beckmann n° 2 p/veget. adenóide 22cm      | 1      | Pç.     |
| 10-0120    | Faca Beckmann n°3 p/veget. adenóide 22cm       | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA CIRURGIA VASCULAR (ANGIOLOGIA)

| Referência | Descrição                                                     | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0033    | Afastador Gosset grande 73x80x200mm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0056    | Afastador Weitlaner 3x4 g. rombo 14cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer maleável abdominal e torácica 25mmx30mmx28cm | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                              | 3      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                           | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                             | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                                | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                                        | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA CIRURGIA VASCULAR (ANGIOLOGIA)

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0444    | Pinça Allis serrilha De Bakey 19cm                | 4      | Pç.     |
| 03-0571    | Pinça de Semb curva 24cm                          | 1      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta Delikat 12cm             | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva Delikat 12cm            | 12     | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly delicada curva 16cm                   | 8      | Pç.     |
| 03-1511    | Clipadora 15cm p/Vitaclip médio azul              | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 2      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente de rato 25cm             | 2      | Pç.     |
| 04-0328    | Pinça Potts-Smith reta c/serrilha 18cm            | 2      | Pç.     |
| 04-0336    | Pinça dissecação Semken serrilha 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0848    | Pinça dissecação Adson delicada c/serrilha 12cm   | 2      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça dissecação Adson delicada c/dente 12cm      | 2      | Pç.     |
| 05-0291    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 16cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 20cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0565    | Porta-agulha De Bakey c/vídea 23cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 30cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha De Bakey c/vídea 30cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0874    | Porta-agulha Rayder 1mm de boca c/vídea 13cm      | 1      | Pç.     |
| 06-0343    | Tesoura Romba-Romba reta standard 19cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0568    | Tesoura Potts de Martel, 25° (De Bakey) 19cm      | 1      | Pç.     |
| 06-0569    | Tesoura Potts de Martel, 40° (De Bakey) 19cm      | 1      | Pç.     |
| 06-0570    | Tesoura Potts de Martel, 60° (De Bakey) 19cm      | 1      | Pç.     |
| 06-0599    | Tesoura Metzenbaum Delicada reta 18cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum (cárdio) curva 18cm            | 1      | Pç.     |
| 07-0552    | Pinça De Bakey Bulldog reta 9cm                   | 2      | Pç.     |
| 07-0553    | Pinça De Bakey Bulldog curva 8,5cm                | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça de dissecação de Bakey reta 30cm boca 2,8mm | 2      | Pç.     |
| 07-0702    | Pinça de Bakey 15,5cm 90°                         | 1      | Pç.     |
| 07-0713    | Pinça De Bakey Bulldog reta 10cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0714    | Pinça De Bakey Bulldog reta 11cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0715    | Pinça De Bakey Bulldog reta 12cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0716    | Pinça De Bakey Bulldog curva 9,5cm                | 1      | Pç.     |
| 07-0717    | Pinça De Bakey Bulldog curva 10,5cm               | 1      | Pç.     |
| 07-0718    | Pinça De Bakey Bulldog curva 11,5cm               | 1      | Pç.     |
| 07-0719    | Pinça De Bakey Lambert Kay 21cm                   | 1      | Pç.     |
| 07-0721    | Pinça De Bakey Potts serrilha parcial curva 21cm  | 1      | Pç.     |
| 07-0798    | Pinça De Bakey Beck 17cm                          | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA BIÓPSIA DE MAMA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-1140    | Afastador para mamária                             | 1      | Pç.     |
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm         | 1      | Pç.     |
| 01-0038    | Afastador Langenbeck nº1 30x14mm cabo chato 22cm   | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                | 10     | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta 14cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0220    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm  | 6      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-baby 14cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                          | 2      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm                       | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf delicado                         | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                      | 2      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm             | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm     | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA BIÓPSIA EM GERAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm      | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm | 4      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 4      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson c/serrilha 12cm            | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson c/dente 12cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm         | 2      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 2      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum curva 18cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâm. Inoxy. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm        | 2      | Pç.     |
| 01-0051    | Afastador Volkmann, 2 g. rombo cabo fen. 21,5cm   | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 19cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                               | 6      | Pç.     |

## CAIXA PARA BIÓPSIA MUSCULAR

| Referência | Descrição                                       | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0158    | Pinça Backhaus para campo operatório 09cm       | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                          | 3      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0230    | Pinça Pean-Murphy hemostática 14cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta Delikat 12cm           | 4      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva Delikat 12cm          | 8      | Pç.     |
| 03-0820    | Pinça Crile delicada curva 14cm                 | 6      | Pç.     |
| 04-0297    | Pinça Adson-Brown c/dente 12cm                  | 10     | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0848    | Pinça dissecação Adson delicada c/serrilha 12cm | 1      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça dissecação Adson delicada c/dente 12cm    | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm          | 1      | Pç.     |
| 06-0632    | Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm      | 1      | Pç.     |
| 06-0633    | Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm     | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA BIÓPSIA UTERINA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0886    | Valva de Doyen 30x70mm                             | 1      | Pç.     |
| 02-0145    | Espéculo de Collin n°1 pequeno vaginal             | 1      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin n°2 médio vag. 110x35mm         | 1      | Pç.     |
| 02-0147    | Espéculo de Collin n°3 grande vag. 120x40mm        | 1      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 23cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0183    | Pinça Faure p/biópsia 24cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0220    | Pinça de Kogan Mencke p/aber. do colo uterino 24cm | 1      | Pç.     |
| 03-0229    | Pinça Museux curva p/colo uterino 24cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0720    | Pinça Thoms Gaylor p/biópsia 24cm                  | 1      | Pç.     |
| 03-0836    | Pinça Moynihan curva 23cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm              | 2      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente de rato 25cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 06-0369    | Tesoura de baliu curva p/ biópsia 20cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva            | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi n°7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                           | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA BUCOMAXILOFACIAL

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0007    | Afastador Blair-Rollet c/ganchos rombos            | 1      | Pç.     |
| 01-0008    | Afastador Blair-Rollet c/ganchos agudos            | 1      | Pç.     |
| 01-0009    | Afastador Deaver 19mm 18cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm         | 1      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf grande 20mm largura 17cm        | 1      | Pç.     |
| 01-0029    | Afastador Gillies 18cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0030    | Afastador Gillies 18cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0037    | Afastador Jansen rombo mastóide                    | 1      | Pç.     |
| 01-0038    | Afastador Langenbeck n°1 30x14mm cabo chato 22cm   | 2      | Pç.     |
| 01-0043    | Afastador Senn-Mueller duplo 16cm                  | 1      | Pç.     |
| 01-0760    | Afastador p/cir. plástica de rugas do pescoço      | 1      | Pç.     |
| 01-0762    | Afastador p/cirurgia plástica do nariz             | 1      | Pç.     |
| 03-0148    | Pinça dissecação Adson reta hemostática 18cm       | 2      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça dissecação Adson curva hemostática 18cm      | 4      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                  | 4      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                 | 10     | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0198    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 18cm       | 1      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha 18cm      | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 8      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixer-Baby 14cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                   | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm         | 2      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                    | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson c/serrilha 12cm             | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson c/dente 12cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm       | 1      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Shnidt curva 19cm                            | 2      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                         | 1      | Pç.     |
| 06-0343    | Tesoura Romba-Romba reta standard 19cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                     | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA BUCOMAXILOFACIAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 23cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0606    | Tesoura p/Fios de Aço 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0633    | Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0001    | Abaixa-línguas bruenings 18cm                     | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 2      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador Freer p/septo nasal 18cm               | 1      | Pç.     |
| 10-0105    | Descolador Hurd p/amíd. e palatino 22cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâm. Inoxi. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva p/osso 15cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0748    | Osteótomo Lambotte 4x4mm 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 10-0749    | Osteótomo Lambotte 6x4mm 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 10-0750    | Osteótomo Lambotte 8x4mm 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 10-0751    | Osteótomo Lambotte 10x4mm 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 10-0752    | Osteótomo Lambotte 12x4mm 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 10-0753    | Osteótomo Lambotte 15x4mm 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 15-3113    | Afastador Sofield jogo com 6 peças                | 1      | Pç.     |
| 15-3158    | Sacabocado Stille L. Goiva 22cm cv 9x15mm         | 1      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufield delicado 200g                    | 1      | Pç.     |
| 15-3170    | Osteótomo Lambotte 24cm x 15mm                    | 1      | Pç.     |
| 15-3170    | Osteótomo Lambotte 24cm x 20mm                    | 1      | Pç.     |
| 15-3172    | Osteótomo Lambotte 24cm x 25mm                    | 1      | Pç.     |
| 15-3173    | Osteótomo Lambotte 24cm x 30mm                    | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA CESARIANA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0004    | Afastador Balfour I c/valva 100x70 reta           | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm        | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin abd. e torácica angulada 29cm   | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 12     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva hemostática 20cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0191    | Pinça Foerster reta c/serrilha 20cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schmidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0610    | Pinça para cordão umbilical 18cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente de rato 25cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0334    | Pinça Russa (pata de gato) p/tórax 20cm           | 1      | Pç.     |
| 05-0291    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 16cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 20cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 2      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0114    | Estilete Bi-olivar 18cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA CIRURGIA CORONARIANA / CARDÍACA

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                              | 1      | Pç.     |
| 01-0786    | Afastador Burford p/costelas intercambiável c/valvas | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                                  | 12     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                    | 10     | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                   | 10     | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                                | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                               | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça R. Ochsner reta 22cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta 12cm                        | 5      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                       | 5      | Pç.     |
| 03-0701    | Pinça Gemini curva 18cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                      | 6      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-1515    | Clipadora 19cm p/vitaclip médio/grande verde         | 1      | Pç.     |
| 05-0929    | Porta-agulha para Coronária c/vídea 17cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0930    | Porta-agulha para Coronária c/vídea 19cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                         | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                        | 2      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum (cárdio) curva 18cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0787    | Tesoura Diethrich, 25° (cárdio) (Potts-Smith) 18,5cm | 1      | Pç.     |
| 06-0788    | Tesoura Diethrich, 45° (cárdio) (Potts-Smith) 18cm   | 1      | Pç.     |
| 06-0789    | Tesoura Diethrich, 60° (cárdio) (Potts-Smith) 17,5cm | 1      | Pç.     |
| 06-0790    | Tesoura Diethrich, 90° (cárdio) 17cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0791    | Tesoura Diethrich, 125° (cárdio) 17cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0916    | Tesoura Boyd 18cm                                    | 1      | Pç.     |
| 06-0938    | Tesoura Boyd 20cm Duracorte                          | 1      | Pç.     |
| 07-0716    | Pinça De Bakey Bulldog curva 9,5cm                   | 1      | Pç.     |
| 07-0717    | Pinça De Bakey Bulldog curva 10,5cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0718    | Pinça De Bakey Bulldog curva 11,5cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0553    | Pinça Bulldog De Bakey curva 8,5cm                   | 3      | Pç.     |
| 07-0792    | Pinça Dietrich reta 6,5cm Micro Bulldog              | 1      | Pç.     |
| 07-0793    | Pinça Dietrich reta 6cm Micro Bulldog                | 1      | Pç.     |
| 07-0794    | Pinça Dietrich reta 5,5cm Micro Bulldog              | 1      | Pç.     |
| 07-0796    | Pinça Dietrich angulada 5,5cm Micro Bulldog          | 3      | Pç.     |
| 07-0797    | Pinça Dietrich angulada 5cm Micro Bulldog            | 3      | Pç.     |
| 01-0025    | Afastador Finochietto médio 47x54x188mm              | 2      | Pç.     |
| 01-0032    | Afastador Gosset médio 58x65x160mm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0037    | Afastador Jansen rombo                               | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                                | 1      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0571    | Pinça de Semb curva 24cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0251    | Pinça R. Pean reta 20cm                              | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA CIR. CORONARIANA / CARDÍACA

| Referência | Descrição                                       | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0256    | Pinça R. Pean curva 20cm                        | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm  | 2      | Pç.     |
| 07-0560    | Pinça dissecação De Bakey reta 20cm boca 1,5cm  | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                | 2      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                     | 1      | Pç.     |
| 07-0696    | Pinça dissecação De Bakey 30cm 2,0mm de boca    | 1      | Pç.     |
| 07-0694    | Pinça dissecação De Bakey 20cm 2,0mm de boca    | 1      | Pç.     |
| 04-0329    | Pinça dissecação Potts-Smith serrilha reta 20cm | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 04-0316    | Pinça dissecação dente delicado 16cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação serrilha 18cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação serrilha 14cm                  | 2      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação dente 18cm                     | 1      | Pç.     |
| 07-1145    | Afastador pequeno p/atrial direito              | 1      | Pç.     |
| 07-1146    | Afastador grande p/atrial direito               | 1      | Pç.     |
| 07-1147    | Afastador pequeno p/atrial esquerdo             | 1      | Pç.     |
| 07-1148    | Afastador grande p/atrial esquerdo              | 1      | Pç.     |
| 06-0907    | Tesoura Dietrich 45° 18cm duracorte             | 1      | Pç.     |
| 06-0370    | Tesoura bee-bee reta 10,5cm                     | 1      | Pç.     |
| 10-0777    | Dilatador De Bakey 1x1,0mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0778    | Dilatador De Bakey 1x1,5mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0779    | Dilatador De Bakey 1x2,0mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0780    | Dilatador De Bakey 1x2,5mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0781    | Dilatador De Bakey 1x3,0mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0782    | Dilatador De Bakey 1x3,5mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0783    | Dilatador De Bakey 1x4,0mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0784    | Dilatador De Bakey 1x4,5mm 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 07-0554    | Pinça De Bakey 12,5cm bc ang 45°                | 2      | Pç.     |
| 07-0707    | Pinça De Bakey Satinski 28cm 7,5 bocar          | 2      | Pç.     |
| 07-0541    | Pinça De Bakey ang. 18cm boca 7,5cm             | 2      | Pç.     |
| 07-0702    | Pinça De Bakey 10,5cm ângulo 90°                | 2      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein serrilha 27cm          | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 18cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0931    | Porta-agulha para coronária vídea 22cm          | 1      | Pç.     |
| 03-1518    | Pinça Allis 5x6 15cm                            | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA COLECISTECTOMIA (VIAS BILIARES)

| Referência | Descrição                                                  | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0108    | Espátula Reverdin reta 29cm                                | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm x 33cm                                | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                                     | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça dissecação Adson curva hemostática 18cm              | 4      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                       | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                                | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 dentes 23cm                                | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                         | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                                         | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                        | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                          | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                                     | 1      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                         | 5      | Pç.     |
| 03-0175    | Pinça Desjardins p/cálculos bil. 23cm                      | 5      | Pç.     |
| 03-0176    | Pinça Desjardins p/cálculos bil. 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                        | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0195    | Pinça Foerster curva c/serrilha 25cm                       | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm               | 4      | Pç.     |
| 03-0198    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 18cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm         | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha 18cm              | 4      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                          | 4      | Pç.     |
| 03-0235    | Pinça Randall p/cálculos renais 23cm                       | 1      | Pç.     |
| 03-0236    | Pinça Randall p/cálculos renais 21cm                       | 1      | Pç.     |
| 03-0238    | Pinça Randall p/cálculos renais 19cm                       | 1      | Pç.     |
| 03-0237    | Pinça Randall p/cálculos renais 19,5cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                                   | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                                   | 1      | Pç.     |
| 03-0740    | Pinça Kocher intest. atraumática serr. De Bakey 22cm curva | 2      | Pç.     |
| 03-0799    | Pinça Kocher int. atraumática reta serr. De Bakey 25cm     | 2      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0836    | Pinça Moynihan curva 23cm                                  | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 25cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm                      | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação dente de rato 25cm                        | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha                    | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha                    | 1      | Pç.     |
| 06-0343    | Tesoura Romba-Romba reta standard 19cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stillle reta 17cm                             | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stillle curva 17cm                            | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stillle curva 19cm                            | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva                    | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm                    | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA COLECISTECTOMIA (VIAS BILIARES)

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm       | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                      | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                                | 1      | Pç.     |
| 10-0807    | Bakes, para vias biliares, 1,2x1,2mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0765    | Bakes, para vias biliares, 2,0x1,6mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0766    | Bakes, para vias biliares, 3,0x1,6mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0767    | Bakes, para vias biliares, 4,0x1,6mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0768    | Bakes, para vias biliares, 5,0x1,6mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0769    | Bakes, para vias biliares, 6,0x2,2mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0770    | Bakes, para vias biliares, 7,0x2,2mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0771    | Bakes, para vias biliares, 8,0x2,2mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0772    | Bakes, para vias biliares, 9,0x2,2mm 32cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0773    | Bakes, para vias biliares, 10,0x2,2mm 32cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0774    | Bakes, para vias biliares, 11,0x2,2mm 32cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0775    | Bakes, para vias biliares, 12,0x2,2mm 32cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0776    | Bakes, para vias biliares, 13,0x2,2mm 32cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0903    | Aspirador Poole curvo 24,5cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0003    | Afast. Balfour abd. c/valva 45x80 curvo haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0016    | Afastador Deaver 50mm 30cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm           | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm x 33cm                          | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA COLPOPERINEORRAFIA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf 14cm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0886    | Valva de Doyen 30x70mm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 23cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm             | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 10     | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                  | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 6      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm         | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 18cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 20cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stillé reta 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm             | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm     | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                    | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                              | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA CURATIVOS

| Referência | Descrição                                    | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação dente 16cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm        | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA CURETAGEM UTERINA

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf 14cm                        | 1      | Pç.     |
| 02-0145    | Espéculo de Collin n°1 pequeno vaginal         | 3      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin n°2 médio vaginal 110x35mm  | 2      | Pç.     |
| 02-0147    | Espéculo de Collin n°3 grande vaginal 120x40mm | 1      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                            | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0267    | Pinça Winter n°2 reta p/aborto 28cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0270    | Pinça Winter n°2 curva p/aborto 28cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm   | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm          | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi n°7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm | 1      | Pç.     |
| 10-0080    | Cureta Recamier n°1 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0081    | Cureta Recamier n°2 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0082    | Cureta Recamier n°3 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0083    | Cureta Recamier n°4 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0084    | Cureta Recamier n°5 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0085    | Cureta Recamier n°6 romba uterina 31cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0086    | Cureta Schroeder n°1 uterina 30cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0087    | Cureta Schroeder n°2 uterina 30cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0088    | Cureta Schroeder n°3 uterina 30cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0089    | Cureta Schroeder n°4 uterina 30cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0090    | Cureta Schroeder n°5 30cm                      | 1      | Pç.     |
| 10-0091    | Cureta Schroeder n°6 uterina 30cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0115    | Estilete Ginecológico porta algodão 28cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                       | 1      | Pç.     |





### CAIXA PARA DISSECÇÃO DE VEIA-FLEBOTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm            | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0158    | Pinça Backhaus p/campo operatório 09cm            | 4      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 4      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm   | 6      | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson c/serrilha 12cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson c/dente 12cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0328    | Pinça dissecação Potts-Smith serrilhada reta 18cm | 1      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça dissecação Adson c/dente del. 12cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0898    | Pinça dissecação Adson c/dente védea 12cm         | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 2      | Pç.     |
| 06-0632    | Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm        | 1      | Pç.     |
| 07-0693    | Pinça dissecação De Bakey 15cm x 2,0mm de boca    | 1      | Pç.     |

### CAIXA PARA ESOFAGECTOMIA

| Referência | Descrição                                           | Quant. | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0003    | Afast. Balfour abd.c/valva 45x80 curvo haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm             | 1      | Pç.     |
| 01-0026    | Afast. Finochietto adulto grd 47x54x220mm p/ tórax  | 1      | Pç.     |
| 01-0036    | Afast. Harrington 127x62mm 32cm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afast. Langenbeck n°2 30x16mm cabo chato            | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0108    | Espátula Reverdin reta 29cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm x 33cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça Adson curva hemostática 18cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 dentes 23cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                 | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                   | 1      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin c/ponta forma de coração 16cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                  | 10     | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                  | 10     | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm        | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm  | 10     | Pç.     |
| 03-0207    | Pinça Heiss curva hemostática 20cm                  | 1      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0239    | Pinça Kocher (Rochester-Ochsner) rt. c/dente 16cm   | 4      | Pç.     |
| 03-0244    | Pinça Kocher (Rochester-Ochsner) cv. c/dente. 16cm  | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                     | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA ESOFAGECTOMIA

| Referência | Descrição                                           | Quant. | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0739    | Pinça Kocher int. atr. reta serr. De Bakey 22cm     | 1      | Pç.     |
| 03-0740    | Pinça Kocher intest. atr. serr. De Bakey 22cm curva | 1      | Pç.     |
| 03-0799    | Pinça Kocher intest. atr. serr. De Bakey 25cm       | 1      | Pç.     |
| 03-0800    | Pinça Kocher intest atr. curva serr. De Bakey 25cm  | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5cm                           | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 20cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 25cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação dente de rato 25cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha             | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha             | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein 27cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                      | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha De Bakey c/vídea 30cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 18cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva             | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm             | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8cm      | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm      | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm   | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm      | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                     | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâmetros Inoxi. 15cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                  | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                               | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA EVENTRAÇÃO

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm        | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                            | 2      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/ponta forma de anel 16cm           | 2      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                | 8      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 6      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0240    | Pinça Kocher (R. Ochsner) reta c/dente 18cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0245    | Pinça Kocher (R. Ochsner) curva c/dente 18cm      | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0800    | Pinça Kocher intest. atr cv. serr. de bailey 25cm | 1      | Pç.     |
| 03-0825    | Pinça Doyen atraumática curva 21cm                | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 20cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 2      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 2      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum-Nelson reta 23cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson 18cm curva              | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson curva 23cm              | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bailey reta 30cm boca 2,8mm   | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA LAPAROTOMIA INFANTIL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm x 33cm                       | 1      | Pç.     |
| 01-0045    | Afastador Tuffier                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva hemostática 20cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta. Delikat 12cm            | 4      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva. Delikat 12cm           | 10     | Pç.     |
| 03-0822    | Pinça Doyen atraumática reta 19cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0824    | Pinça Doyen atraumática curva 18cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0831    | Pinça Kelly Delicada reta 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0833    | Pinça Kelly Delicada curva 14cm                   | 6      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                     | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm            | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-olivar 2mm de diâm. Inoxi. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 01-0019    | Afast. Farabeuf delicado 10cm x 6mm               | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afast. Farabeuf infantil 10mm 12cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afast. Gosset pequeno 16x18x43x100mm, abdominal   | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afast. Gosset médio 58x65x160mm, abdominal        | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afast. Langenbeck nº2 30x16mm cabo chato          | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 28cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                | 2      | Pç.     |

## CAIXA PARA PARTO COM FÓRCEPS

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 23cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0191    | Pinça Foerster reta c/serrilha 20cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta 14cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                             | 6      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0241    | Pinça Kocher (R. Ochsner) reta c/dente 20cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0610    | Pinça Cordão umbilical reta 18cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0301    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 10,5cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 10-0058    | Amniótomo Beacham 24cm                            | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0099    | Cureta Wallich haste curta nº2                    | 1      | Pç.     |
| 10-0121    | Simpson-Braun 33cm (fórceps obstétrico)           | 1      | Pç.     |
| 10-0122    | Simpson-Braun 36cm (fórceps obstétrico)           | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA GASTRECTOMIA

| Referência | Descrição                                        | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0003    | Afastador Balfour abd. c /valva 45x80 curvo      | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm       | 1      | Pç.     |
| 01-0036    | Afastador Harrington 127x62mm 32cm               | 1      | Pç.     |
| 01-0112    | Espátula Ribbon 50mm x 33cm                      | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                          | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm                  | 1      | Pç.     |
| 01-0108    | Espátula Reverdin abd. e torácica reta 29cm      | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça Adson curva hemostática 18cm               | 4      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                      | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 dentes 23cm                      | 3      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                              | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                | 1      | Pç.     |
| 03-0181    | Pinça Duval-Collin c/boca 2,5cm 23cm             | 2      | Pç.     |
| 03-0191    | Pinça Foerster reta c/serrilha 20cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0194    | Pinça Foerster curva c/serrilha 20cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm | 10     | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                | 4      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly-Rankin reta 16cm                     | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm               | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm                    | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva 14cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça mixter 23cm                                | 2      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça R. Ochsner reta 22cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0258    | Pinça R. Pean curva 24cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0739    | Pinça Kocher int. atraumática reta 22cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0740    | Pinça Kocher int. atraumática curva 22cm         | 1      | Pç.     |
| 03-0799    | Pinça Kocher int. atraumática reta 25cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0800    | Pinça Kocher int. atraumática curva 25cm         | 1      | Pç.     |
| 03-0822    | Pinça Doyen atraumática reta 19cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0823    | Pinça Doyen atraumática reta 21cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0815    | Pinça Babcock vídea 24cm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis softclamp 35cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-1518    | Clipadora 28cm p/Vitaclip médio/grande verde     | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                    | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm   | 1      | Pç.     |
| 03-0799    | Pinça Kocher int. atr. reta serr. de Bakey 25cm  | 1      | Pç.     |
| 03-0800    | Pinça Kocher intest. atr. cv.serr. de Bakey 25cm | 1      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5                          | 2      | Pç.     |
| 03-0905    | Pinça Zenker curva forte 29,5cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 18cm     | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 25cm     | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm            | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA GASTRECTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 04-0314    | Pinça dissecação dente de rato 25cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0329    | Pinça Potts-Smith reta c/serrilha 20cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0335    | Pinça Semken c/serrilha 14cm                      | 1      | Pç.     |
| 04-0336    | Pinça Semken p/pele e plástica 16cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0866    | Porta-agulha Mayo-Hegar 30cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0343    | Tesoura Romba-Romba reta standard 19cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0739    | Pinça Kocher int. atraumática reta 22cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm           | 2      | Pç.     |
| 03-0815    | Pinça Babcock vîdea 24cm                          | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 2      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA GINECOLOGIA ABDOMINAL

| Referência | Descrição                                             | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0003    | Afast. Balfour abd. c/ valva 45x80 curvo haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf grande 20mm largura 17cm           | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin abd. e torá. angulada 29cm          | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm 33cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm 33cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0112    | Espátula Ribbon 50mm abd. e torá. 33cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                                | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                                | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                               | 1      | Pç.     |
| 01-0036    | Afastador Harrington 127x62mm 32cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                               | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck n°2 30x16mm cabo chato           | 2      | Pç.     |
| 03-0148    | Pinça Adson reta hemostática 18cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça Adson curva hemostática 18cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                      | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                   | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                     | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0168    | Pinça Collin 1x2 dentes porta instru. 25cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0174    | Pinça Dartigues (histerolabo) 27cm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva hemostática 20cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 03-0195    | Pinça Foerster curva c/serrilha 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0196    | Pinça Guyon p/pedículo renal 24cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm          | 4      | Pç.     |
| 03-0198    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 18cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm    | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha 18cm         | 2      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                     | 4      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly-Rankin reta 16cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                    | 10     | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm                         | 10     | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                        | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                                | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                     | 3      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta 24cm                                | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça Kocher (R. Ochsner) reta c/dente 22cm           | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm            | 2      | Pç.     |
| 03-0253    | Pinça Rochester-Pean reta 24cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                             | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA GINECOLOGIA ABDOMINAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente p/cirurgia plás. 12cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein 27cm c/serrilha          | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0343    | Tesoura Romba-Romba reta standard 19cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 18cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm           | 2      | Pç.     |
| 06-0606    | Tesoura p/ Fios de aço 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação de Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                                  | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0129    | Saca Fibroma Doyen uterino 17cm                   | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA HEMORROIDECTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afast.Farabeuf infantil 10mm 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast.Farabeuf médio 13mm largura 14cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm            | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm      | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-baby 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação de Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0114    | Estilete Bi-Olivar 18cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA HIDROCELE HIPOSPADIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm        | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afastador Weitlaner 3x4 garras rombas 16cm        | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm   | 6      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum reta 18cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum curva 18cm                     | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA HERNIOPLASTIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm            | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm             | 1      | Pç.     |
| 01-0053    | Afastador Volkmann, 4 g. rombos cabo fen.21,5cm   | 1      | Pç.     |
| 01-0056    | Afastador Weitlaner 3x4 g. 14cm rombo             | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm            | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm      | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0249    | Pinça Rochester-Pean reta 16cm                    | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm c/serrilha             | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8cm    | 1      | Pç.     |
| 09-0534    | Seringa carpule                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0114    | Estilete Bi-Olivar 18cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA HISTERECTOMIA

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0003    | Afast. Balfour abd. c/valva 45x80 curvo haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin abd. e torá. angulada 29cm         | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm X 33cm maleável abdom. e torác. | 2      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                               | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                              | 1      | Pç.     |
| 01-0136    | Valva de Doyen 60x90mm                               | 1      | Pç.     |
| 02-0145    | Espéculo de Collin n°1 pequeno vaginal               | 1      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin n°2 médio vaginal 110x35mm        | 1      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 det. 23cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                  | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva hemostática 20cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly-Rankin reta 16cm                         | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm                        | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                       | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                      | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                    | 4      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0241    | Pinça Kocher (R. Ochsner) reta c/dente 20cm          | 2      | Pç.     |
| 03-0246    | Pinça Kocher (R. Ochsner) curva c/dente 20cm         | 2      | Pç.     |
| 03-0252    | Pinça Rochester-Pean reta 22cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-0257    | Pinça Rochester-Pean curva 22cm                      | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                            | 2      | Pç.     |
| 04-0302    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 12cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 18cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0309    | Pinça dissecação c/dente de rato 12cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0291    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 16cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva              | 1      | Pç.     |
| 06-0391    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 20cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm              | 2      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                      | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                             | 2      | Pç.     |
| 10-0129    | Saca Fibroma Doyen uterino 17cm                      | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                   | 1      | Pç.     |

### CAIXA PARA FÍSTULA ARTÉRIO-VENOSA

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0158    | Pinça Backhaus para campo operatório 09cm          | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 4      | Pç.     |
| 03-0230    | Pinça Pean-Murphy hemostática 14cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva Delikat 12cm             | 6      | Pç.     |
| 04-0848    | Pinça Adson delicada c/serrilha 12cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça Adson delicada c/dente 12cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0858    | Pinça Graef c/serrilha reta 10,5cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stillie curva 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0633    | Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm               | 1      | Pç.     |
| 07-0794    | Pinça Dietrich reta 5,5cm Micro Bulldog            | 2      | Pç.     |
| 07-0797    | Pinça Dietrich angulada 5cm Micro Bulldog          | 2      | Pç.     |
| 07-0697    | Pinça Dietrich 15cm                                | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm  | 1      | Pç.     |

### CAIXA PARA FISTULECTOMIA (PROCTOLOGIA)

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm             | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm | 8      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 6      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-olivar 2mm de diâm. Inoxy. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA MASTECTOMIA (GINECOLOGIA)

| Referência | Descrição                                             | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0038    | Afastador Langenbeck n°1 30x14mm cabo chato 22cm      | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck n°2 30x16mm cabo chato           | 1      | Pç.     |
| 01-0051    | Afastador Volkmann, 2 g. rombos cabo fen.21,5cm       | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afastador Weitlaner 3x4 garras rombas 16cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                           | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                   | 10     | Pç.     |
| 03-0162    | Pinça Barret 18cm                                     | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                     | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm          | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm       | 10     | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly-Rankin reta 16cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                    | 8      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm                         | 8      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0823    | Pinça Doyen atraumática reta 20cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-0825    | Pinça Doyen atraumática curva 21cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                             | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm          | 2      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 18cm          | 2      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                      | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm                 | 2      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm                 | 2      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha               | 2      | Pç.     |
| 05-0288    | Porta-agulha Crile-Wood del. c/ vÍdea 15cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                         | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                          | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                         | 2      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm                | 1      | Pç.     |
| 07-0559    | Pinça dissecação de Bakey 1,5mm larg. de bc reta 15cm | 1      | Pç.     |
| 07-0561    | Pinça dissecação de Bakey 2,8mm larg. de bc reta 20cm | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm        | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm        | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                       | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâm. Inoxi. 15cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                    | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA NEFRECTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0025    | Afastador Finochietto médio 47x54x188mm           | 1      | Pç.     |
| 01-0107    | Espátula Haberer 37x45mm x 30cm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0112    | Espátula Ribbon 50mm x 33cm                       | 1      | Pç.     |
| 01-0016    | Afast. Deaver 50mm 30cm                           | 2      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm           | 1      | Pç.     |
| 01-0109    | Espátula Reverdin angulada 29cm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0003    | Afastador Balfour abd. c/valva 45x80 curvo        | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 dentes 23cm                       | 3      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta 16cm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                | 10     | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                | 10     | Pç.     |
| 03-0180    | Pinça Duval 25cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0195    | Pinça Foerster curva c/serrilha 25cm              | 2      | Pç.     |
| 03-0196    | Pinça Guyon p/pedículo renal 24cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 6      | Pç.     |
| 03-0198    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem.12cm | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha 18cm     | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0235    | Pinça Randall p/cálculos renais 23cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0236    | Pinça Randall p/cálculos renais 21cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0237    | Pinça Randall p/cálculos renais 19,5cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0238    | Pinça Randall p/cálculos renais 19cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça Kocher (R. Ochsner) reta c/dente 22cm       | 4      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0253    | Pinça Rochester-Pean reta 24cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça Rochester-Pean curva 18cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0270    | Pinça Winter curva nº2                            | 1      | Pç.     |
| 03-0271    | Pinça Winter curva nº3                            | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 3      | Pç.     |
| 03-1518    | Clipadora 28cm p/Vitaclip médio/grande verde      | 1      | Pç.     |
| 03-2637    | Pinça Zenker reta 29,5cm                          | 2      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 16cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 20cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                     | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA NEFRECTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein 27cm c/serrilha          | 1      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha De Bakey vídea 30cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0382    | Tesoura Mayo-Stille curva 19cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm           | 2      | Pç.     |
| 06-0569    | Tesoura Potts de Martel 40g 19cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm              | 1      | Pç.     |
| 07-0549    | Pinça De Bakey 28cm ang 60° arco 9cm              | 1      | Pç.     |
| 07-0707    | Pinça De Bakey Satinski 28cm 7,5 boca             | 1      | Pç.     |
| 07-0547    | Pinça De Bakey 19cm arco 3,5cm                    | 1      | Pç.     |
| 07-0552    | Pinça De Bakey Bulldog reta 9cm                   | 1      | Pç.     |
| 07-0553    | Pinça Bulldog De Bakey curva 8,5cm                | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 2      | Pç.     |
| 07-0713    | Pinça De Bakey Bulldog reta 10cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0714    | Pinça De Bakey Bulldog reta 11cm                  | 1      | Pç.     |
| 07-0715    | Pinça De Bakey Bulldog reta 12cm                  | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 2      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâmetro Inoxi. 15cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA ORTOPEDIA - PEQUENOS OSSOS

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                     | 2      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 15-3167    | Afastador Hays 13cmx3mm                           | 1      | Pç.     |
| 15-3168    | Afastador Hays 16cmx5mm                           | 1      | Pç.     |
| 15-3169    | Afastador Hays 16cmx7mm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0043    | Afastador Senn Mueller 16cm agudo                 | 2      | Pç.     |
| 01-0056    | Afastador Weitlaner rombo 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afastador Weitlaner rombo 16cm                    | 2      | Pç.     |
| 01-0053    | Afastador Volkmann 4 garras rombo                 | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 15-3122    | Cureta Simon 24cm nº 3                            | 1      | Pç.     |
| 15-3123    | Cureta Simon 24cm nº 4                            | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador de Freer                               | 2      | Pç.     |
| 15-3128    | Formão (osteótomo) Stille-20cmx10mm               | 3      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufeld delicado 200g                     | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson com dente 12cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson serrilha 12cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                  | 2      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação com dente 18cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0230    | Pinça Pean-Murphy 14cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backaus 13cm                                | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0240    | Pinça R.Ochsner reta 18cm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça H.Mosquito reta 12cm                        | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-mosquito curva 12cm                | 4      | Pç.     |
| 15-3153    | Pinça Verbrugge espanhola 27cm                    | 2      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador Yankauer                                | 1      | Pç.     |
| 05-0865    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 26cm         | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 16cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta                              | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva                             | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 15-3158    | Sacabocado Stille luer goiva 22cm curva 9x15mm    | 1      | Pç.     |
| 15-3159    | Sacabocado Stille luer goiva 22cm reta 9x15mm     | 1      | Pç.     |
| 06-0377    | Tesoura Mayo-Stille reta 14cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzembbaum curva 18cm curva              | 1      | Pç.     |
| 15-3139    | Pinça de redução de Lewin 17,5cm                  | 2      | Pç.     |
| 15-3105    | Afastador Gelpi-Loktite 18cm                      | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA ORTOPEDIA - GRANDES OSSOS

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 15-3100    | Afastador Adson 32cm-articulado                   | 1      | Pç.     |
| 15-3102    | Afastador Bennet 26cm                             | 2      | Pç.     |
| 15-3175    | Afastador Blount 2 garras ponta dupla             | 2      | Pç.     |
| 01-0053    | Afastador Volkmann 4 garras rombo                 | 2      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf 17cm                           | 1      | Pç.     |
| 15-3108    | Afastador Israel 23cm 50x60mm                     | 2      | Pç.     |
| 15-3113    | Afastador Sofield- jogo com 06 peças              | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 15-3126    | Dissector Langenbeck 30x16                        | 1      | Pç.     |
| 15-3128    | Formão (osteótomo) Stille-20cmx10mm               | 1      | Pç.     |
| 15-3129    | Formão (osteótomo) Stille-20cmx15mm               | 1      | Pç.     |
| 15-3130    | Formão (osteótomo) Stille-20cmx20mm               | 1      | Pç.     |
| 15-3131    | Formão (osteótomo) Stille-20cmx25mm               | 1      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufeld delicado 200g                     | 1      | Pç.     |
| 15-3166    | Martelo Neufeld delicado 300g                     | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson com dente 12cm             | 2      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                  | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação com dente 20cm                   | 2      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação com serrilha 20cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0231    | Pinça Pean-Murphy 16cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-2590    | Pinça Backaus 15cm                                | 10     | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva16cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva20cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster serrilha reta 25cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0248    | Pinça R.Ochsner curva 24cm                        | 1      | Pç.     |
| 15-3144    | Pinça óssea Farabeuf 23cm                         | 1      | Pç.     |
| 15-3145    | Pinça óssea Farabeuf 26cm                         | 1      | Pç.     |
| 15-3146    | Pinça óssea Lambotte 22cm                         | 1      | Pç.     |
| 15-3147    | Pinça óssea Lambotte 27cm                         | 1      | Pç.     |
| 15-3148    | Pinça óssea Lowmann 22cm                          | 1      | Pç.     |
| 15-3149    | Pinça óssea Lowmann 14cm                          | 1      | Pç.     |
| 15-3150    | Pinça óssea Lowmann 18cm                          | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 18cm         | 2      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 14cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta                              | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva                             | 1      | Pç.     |
| 15-3159    | Sacabocado Stille luer goiva 22cm reto 9x15mm     | 2      | Pç.     |
| 15-3160    | Sacabocado Stille luer goiva 27cm curvo 9x15mm    | 2      | Pç.     |
| 06-0379    | Tesoura Mayo-Stille reta 19cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-1306    | Tesoura Metzemaum curva 30cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzemaum curva 18cm curva                | 1      | Pç.     |
| 15-3139    | Pinça de redução de Lewin 17,5cm                  | 1      | Pç.     |
| 15-3140    | Pinça Kerrison 45 18cmx3mm                        | 1      | Pç.     |
| 15-3142    | Pinça Lowe Gruenwald 14cm 3mm                     | 1      | Pç.     |
| 15-3153    | Pinça Verbrugge espanhola 27cm                    | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA LAMINECTOMIA

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0209    | Pinça Kelly reta 14cm                                | 4      | Pç.     |
| 15-3100    | Afastador Adson 32cm-articulado                      | 1      | Pç.     |
| 15-3101    | Afastador Beckmann 4 garras agudas 31cm (articulado) | 1      | Pç.     |
| 15-3167    | Afastador Hays 13cmx3mm                              | 1      | Pç.     |
| 15-3169    | Afastador Hays 16cmx7mm                              | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afastador Farabeuf 14cm                              | 1      | Pç.     |
| 15-3109    | Afastador Love reto 19cm                             | 1      | Pç.     |
| 15-3110    | Afastador Love angulado 45 19cm                      | 1      | Pç.     |
| 15-3111    | Afastador Love angulado 90 19cm                      | 1      | Pç.     |
| 15-3119    | Afastador Taylor 10cm                                | 1      | Pç.     |
| 15-3174    | Afastador Taylor 7,5cm                               | 1      | Pç.     |
| 10-0056    | Afastador Weitlaner rombo 14cm                       | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm    | 1      | Pç.     |
| 15-3121    | Cizália cabo tipo Stille 27cm                        | 1      | Pç.     |
| 15-3122    | Cureta Simon 24cm nº 03                              | 1      | Pç.     |
| 15-3123    | Cureta Simon 24cm nº 04                              | 1      | Pç.     |
| 15-3124    | Cureta Simon 24cm nº 05                              | 1      | Pç.     |
| 15-3125    | Cureta Simon 24cm nº 06                              | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador de Freer                                  | 1      | Pç.     |
| 15-3128    | Formão (osteótomo) Stille-20cm x 10mm                | 1      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufield delicado 200g                       | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson com dente 12cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson serrilha 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva 14cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                     | 2      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                    | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação com dente 14cm                      | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação com dente 18cm                      | 1      | Pç.     |
| 04-0324    | Pinça dissecação Nelson 23cm                         | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação com serrilha 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 03-0230    | Pinça Pean-Murphy 14cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backaus 13cm                                   | 6      | Pç.     |
| 04-0323    | Pinça dissecação Lucae com serrilha 14cm             | 2      | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva 16cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                               | 1      | Pç.     |
| 15-3140    | Pinça Kerrison 45 18cm x 3mm                         | 3      | Pç.     |
| 03-0239    | Pinça R.Ochsner reta 16cm                            | 2      | Pç.     |
| 15-3142    | Pinça Lowe Gruenwald 14cm 3mm                        | 3      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça mixer 23cm                                     | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-mosquito curva 12cm                   | 8      | Pç.     |
| 10-3033    | Cânula Frazier 3mm Diâmetro 19cm                     | 2      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 16cm            | 2      | Pç.     |
| 05-0866    | Porta-agulha Mayo-Hegar com serrilha 30cm            | 1      | Pç.     |
| 15-3157    | Rugina Lambotte 20cm com ponta 25mm                  | 1      | Pç.     |
| 15-3159    | Sacabocado Stille luer goiva 22cm reto 9x15mm        | 1      | Pç.     |
| 15-3161    | Sacabocado Stille luer goiva 27cm reto 9x15mm        | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzembbaum curva 18cm                       | 1      | Pç.     |
| 05-0566    | Porta-agulha Ryder com vídea 13cm-boca 2mm           | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0043    | Afastador Senn-Mueller duplo 16cm                 | 1      | Pç.     |
| 01-0056    | Afastador Weitlaner 3x4 g. rombas 14cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afastador Weitlaner 3x4 garras rombas 16cm        | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                | 4      | Pç.     |
| 03-0203    | Pinça Hartmann auricular Delicada 12cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0204    | Pinça Hartmann auricular Delicada 14cm            | 1      | Pç.     |
| 03-0205    | Pinça Hartmann nasal 16cm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 4      | Pç.     |
| 03-0230    | Pinça Pean-Murphy hemostática 14cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Shnidt curva 19cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Shnidt curva 21cm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta 12cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0831    | Pinça Kelly Delicada reta 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0833    | Pinça Kelly Delicada curva 14cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                   | 4      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr.14cm          | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 18cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0374    | Tesoura Joseph reta 14cm                          | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0632    | Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0633    | Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm       | 1      | Pç.     |
| 09-0439    | Alveolótomo Luer reto 16cm                        | 1      | Pç.     |
| 09-0440    | Alveolótomo Luer curvo 16cm                       | 1      | Pç.     |
| 10-0001    | Abaixa-línguas bruening's 18cm                    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador Freer p/septo nasal 18cm               | 1      | Pç.     |
| 10-0105    | Descolador Hurd p/amíd. e palatino 22cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 4      | Pç.     |
| 10-0118    | Faca Beckmann nº1 P/veget. Adenóides 22cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0119    | Faca Beckmann nº2 P/veget. Adenóides 22cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0120    | Faca Beckmann nº3 P/veget. Adenóides 22cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0138    | Espéculo Hartmann-Halle nº1 nasal                 | 1      | Pç.     |
| 10-0139    | Espéculo Hartmann-Halle nº2 nasal                 | 1      | Pç.     |
| 10-0140    | Espéculo Hartmann-Halle nº3 nasal                 | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA PARTO COM EPISIOTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0022    | Afastador Farabeuf 17cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                            | 1      | Pç.     |
| 02-0145    | Espéculo de Collin n°1 pequeno vaginal            | 1      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin n°2 médio vag. 110x35mm        | 1      | Pç.     |
| 02-0147    | Espéculo de Collin n°3 grande vag. 120x40mm       | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0185    | Pinça Foerster reta lisa 20cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0267    | Pinça Winter n°2 reta p/aborto 28cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0269    | Pinça Winter n°1 curva p/aborto 28cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0610    | Pinça Cordão umbilical reta 18cm                  | 2      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 18cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0599    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi n°4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                          | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA RETIRADA DE PONTOS

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm          | 1      | Pç.     |
| 06-0607    | Tesoura Spencer reta 12cm                      | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi n°3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm | 1      | Pç.     |
| 10-1390    | Caixa cirúrgica 18x8x5cm perfurada             | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA HOSPITALAR

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-1392    | Caixa Cirúrgica 26x12x06cm perfurada              | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm   | 4      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum-Nelson reta 18cm               | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA POSTECTOMIA

| Referência | Descrição                                       | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                             | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm               | 6      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm              | 6      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm      | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm | 6      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                     | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm       | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha         | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm  | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-olivar 2mm de diâm. Inoxi. 15cm     | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm              | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA PERINEOPLASTIA

| Referência | Descrição                                                 | Quant. | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm 33cm                                 | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm 33cm                                 | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                      | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 5x6 dentes 19cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                       | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                         | 1      | Pç.     |
| 03-0171    | Pinça Crile reta hemostática 16cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                        | 12     | Pç.     |
| 03-0174    | Pinça Dartigues (histerolabo) p/segurar útero e rins 27cm | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 21cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm                             | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                         | 2      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-0231    | Pinça Pean-Murphy hemostática 16cm                        | 1      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0242    | Pinça R. Ochsner reta 22cm                                | 2      | Pç.     |
| 03-0252    | Pinça Rochester-Pean reta 22cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0253    | Pinça Rochester-Pean reta 24cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0257    | Pinça Rochester-Pean curva 22cm                           | 4      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                                  | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                               | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                                  | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 25cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente 18cm                             | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm                              | 2      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm                              | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                            | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva                   | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                           | 1      | Pç.     |
| 10-0129    | Saca Fibroma Doyen uterino 17cm                           | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm         | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                                     | 1      | Pç.     |
| 10-1395    | Caixa Cirúrgica, 42x18x09cm perfurada.                    | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA SUTURAS EM GERAL

| Referência | Descrição                                        | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm | 2      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                      | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                         | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha          | 1      | Pç.     |
| 06-0377    | Tesoura Mayo-Stille reta 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum curva 18cm                    | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm   | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA

| Referência | Descrição                                  | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0008    | Afast. Blair-Rollet c/ganchos agudos       | 1      | Pç.     |
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm              | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0030    | Afast. Gillies 18cm                        | 1      | Pç.     |
| 01-0034    | Afast. Guthrie nº1                         | 1      | Pç.     |
| 01-0035    | Afast. Guthrie nº2                         | 1      | Pç.     |
| 01-0037    | Afast. Jansen rombo mastóide               | 1      | Pç.     |
| 01-0043    | Afast. Senn-Mueller duplo 16cm             | 1      | Pç.     |
| 01-0056    | Afast Weitlaner 3x4 g. rombas 14cm         | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25x30mm x 28cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0108    | Espátula Reverdin reta 29cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm x 33cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                       | 4      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 19cm                           | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                           | 4      | Pç.     |
| 03-0158    | Pinça Backhaus p/campo operatório 09cm     | 10     | Pç.     |
| 03-0162    | Pinça Barret 18cm                          | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                          | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm        | 1      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm             | 4      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                   | 1      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta. Delikat 12cm     | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva. Delikat 12cm    | 10     | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0818    | Pinça Crile delicada reta 14cm             | 4      | Pç.     |
| 03-0820    | Pinça Crile delicada curva 14cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                  | 4      | Pç.     |
| 04-0297    | Pinça Adson-Brown c/dte p/cirur. Plás.12cm | 2      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm  | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 16cm  | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm           | 2      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm      | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                     | 1      | Pç.     |
| 04-0848    | Pinça Adson Delicada c/serrilha 12cm              | 2      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça Adson Delicada c/dente 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0858    | Pinça Graef c/serrilha reta 10,5cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0859    | Pinça Graef c/serrilha curva 10,5cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0274    | Porta-agulha Crile-Wood 15cm                      | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0634    | Porta-agulha Derf delicado c/vídea 12cm           | 1      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0875    | Porta-agulha Rayder 1mm de boca c/vídea 17,5cm    | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0614    | Tesoura Kilner 12cm                               | 1      | Pç.     |
| 06-0615    | Tesoura Kilner 14cm                               | 1      | Pç.     |
| 06-0632    | Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm        | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 07-0697    | Pinça de Bakey Dietrich 15cm                      | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador Freer p/septo nasal 18cm               | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâm. Inoxi. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA VAGINAL

| Referência | Descrição                                     | Quant. | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afast. Farabeuf delicado 10cm x 6mm           | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afast. Farabeuf infantil 10mm 12cm            | 1      | Pç.     |
| 01-0038    | Afast. Langenbeck nº1 30x14mm cabo chato 22cm | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 28cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                        | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 5x6 23cm                          | 3      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm        | 10     | Pç.     |
| 03-0162    | Pinça Barret p/colo uterino 18cm              | 3      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                        | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm         | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crile reta hemostática 14cm             | 4      | Pç.     |
| 03-0172    | Pinça Crile curva hemostática 14cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0189    | Pinça Foerster lisa curva 25cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster serrilha reta 25cm             | 2      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm          | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm    | 4      | Pç.     |



## CAIXA PARA CIRURGIA PLÁSTICA VAGINAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm   | 10     | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0228    | Pinça Museux reta p/colo uterino 24cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0243    | Pinça R. Ochsner reta 24cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                                  | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâm. Inoxy. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0123    | Histerômetro Collin 28cm                          | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA REVISÃO DE COLO II (PÓS-OPERATÓRIO)

| Referência | Descrição                                   | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------|--------|---------|
| 10-1395    | Caixa cirúrgica, 42x18x09cm perfurada       | 1      | Pç.     |
| 02-0146    | Espéculo de Collin nº2 médio vag. 110x35mm  | 1      | Pç.     |
| 02-0147    | Espéculo de Collin nº3 grande vag. 120x40mm | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                           | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica)c/serr. 18cm    | 1      | Pç.     |
| 03-0186    | Pinça Foerster reta lisa 25cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly-Rankin reta 16cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly-Rankin curva 16cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0232    | Pinça Pozzi reta p/ colo uterino 25cm       | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0133    | Valva de Doyen 45x90mm                      | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                     | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA ANESTESIA

| Referência | Descrição                        | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------|--------|---------|
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm           | 2      | Pç.     |
| 03-0224    | Pinça Magill 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0225    | Pinça Magill 25cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm    | 1      | Pç.     |

## CAIXA BÁSICA PARA DRENAGEM TORÁCICA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                               | 8      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin anel 16cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0170    | Pinça Crille reta 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0254    | Pinça R.Pean curva 16cm                           | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson dente 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0304    | Pinça dissecação serrilha 16cm                    | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 16cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura RR reta 15cm                              | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stilles curva 14cm                   | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA RINOPLASTIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0153    | Pinça Asch p/rinoplastia 23cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0264    | Pinça Walsham lado direito                        | 1      | Pç.     |
| 03-0265    | Pinça Walsham lado esquerdo                       | 1      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva Delikat 12cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta Delikat 12cm             | 4      | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm                  | 1      | Pç.     |
| 03-0832    | Pinça Kelly Delicada reta 16cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0833    | Pinça Kelly Delicada curva 14cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                   | 2      | Pç.     |
| 04-0323    | Pinça Lucae 14cm                                  | 1      | Pç.     |
| 04-0848    | Pinça Adson Delicada c/serrilha 12cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça Adson Delicada c/dente 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0290    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm c/serrilha   | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 18cm c/serrilha   | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0632    | Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0633    | Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm       | 1      | Pç.     |
| 07-0559    | Pinça dissec. De Bakey 1,5mm larg de bc reta 15cm | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 03-0169    | Clips Mayo-Blunt                                  | 11     | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador Freer p/septo nasal 18cm               | 1      | Pç.     |
| 10-0125    | Martelo Mead de percussão inox. 18,5cm            | 1      | Pç.     |
| 10-0138    | Espéculo Hartmann-Halle nº1 nasal                 | 1      | Pç.     |
| 10-0139    | Espéculo Hartmann-Halle nº2 nasal                 | 1      | Pç.     |
| 10-0754    | Cinzel p/rinoplastia reto 3mm 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0756    | Cinzel p/rinoplastia 1 dente 6mm 15cm             | 1      | Pç.     |
| 10-0757    | Cinzel p/rinoplastia reto 8mm 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0758    | Cinzel p/rinoplastia 1 dente 8mm 15cm             | 1      | Pç.     |
| 10-0759    | Cinzel p/rinoplastia 2 dentes 10mm 15cm           | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA SAFENECTOMIA (CIRURGIA VASCULAR)

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm           | 1      | Pç.     |
| 01-0051    | Afast. Volkmann, 2 g. rombos cabo fen. 21,5cm     | 2      | Pç.     |
| 01-0056    | Afast. Weitlaner 3x4 g. rombas 14cm               | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afast. Weitlaner 3x4 garras rombas 16cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster serrilha reta 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                             | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta. Delikat 12cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva. Delikat 12cm           | 10     | Pç.     |
| 03-0611    | Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm                  | 1      | Pç.     |
| 03-0820    | Pinça Crile delicada curva 14cm                   | 6      | Pç.     |
| 04-0328    | Pinça Potts-Smith reta c/serrilha 18cm            | 2      | Pç.     |
| 04-0331    | Pinça Potts-Smith reta c/dente 18cm               | 2      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 2      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 2      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0385    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR reta 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi Nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA TIREOIDECTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afast.Farabeuf infantil 10mm 12cm                 | 2      | Pç.     |
| 01-0029    | Afastador Gillies                                 | 2      | Pç.     |
| 01-0030    | Afastador Gillies                                 | 2      | Pç.     |
| 01-0034    | Afastador Guthrie nº1                             | 2      | Pç.     |
| 01-0038    | Afast. Langenbeck nº1 30x14mm cabo chato 22cm     | 2      | Pç.     |
| 01-0039    | Afast. Langenbeck nº2 30x16mm cabo chato          | 1      | Pç.     |
| 01-0043    | Afastador Senn Mueller                            | 1      | Pç.     |
| 01-0048    | Afastador Volkmann 3 g. agudo                     | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm            | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm  | 10     | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito cv c/serrilha 18cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 8      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixer-Baby 14cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                  | 3      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 3      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 3      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm              | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                                  | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA TORACOTOMIA

| Referência | Descrição                                            | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0025    | Afast. Finochietto pequeno 35x45x170mm               | 1      | Pç.     |
| 01-0026    | Afast. Finochietto adulto grd 47x54x220mm p/ tórax   | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afastador Gosset médio 58x65x 160mm                  | 1      | Pç.     |
| 01-0036    | Afast. Harrington 127x62mm 32cm                      | 2      | Pç.     |
| 01-0039    | Afast. Langenbeck n°2 30x16mm cabo chato             | 2      | Pç.     |
| 01-0056    | Afast Weitlaner 3x4 g. rombas 14cm                   | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm33cm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0112    | Espátula Ribbon 50mm abd.e torá. 33cm                | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                               | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Afastador Jansen rombo                               | 1      | Pç.     |
| 01-0786    | Afastador Burford p/costelas intercambiável c/valvas | 1      | Pç.     |
| 03-0149    | Pinça Adson curva hemostática 18cm                   | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus 11cm                                  | 10     | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                    | 1      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin Coração 16cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0173    | Pinça Crile curva hemostática 16cm                   | 6      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster reta c/serrilha 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 03-0195    | Pinça Foerster curva c/serrilha 25cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                    | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm      | 8      | Pç.     |
| 03-0200    | Pinça Halstead-Mosquito cv c/serrilha 18cm           | 4      | Pç.     |
| 03-0208    | Pinça Heiss curva forte hemost. 20cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                       | 4      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                     | 4      | Pç.     |
| 03-0243    | Pinça R. Ochsner reta 24cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0256    | Pinça Rochester-Pean curva 20cm                      | 2      | Pç.     |
| 03-0258    | Pinça Rochester-Pean curva 24cm                      | 2      | Pç.     |
| 03-0261    | Pinça Shnidt curva forte 19cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0450    | Pinça p/tubos plásticos (Reynald) 20cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0571    | Pinça de Semb curva 24cm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0814    | Pinça Babcock vídea 20cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-1518    | Clipadora 28cm p/Vitaclip médio/grande verde         | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                            | 2      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 25cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente de rato 20cm                | 1      | Pç.     |
| 04-0316    | Pinça dissecação dente delicado 16cm                 | 2      | Pç.     |
| 04-0324    | Pinça Nelson 23cm                                    | 1      | Pç.     |
| 04-0332    | Pinça Potts-Smith reta c/dente 20cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0334    | Pinça Russa (pata-de-gato) p/tórax 20cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0856    | Pinça dissecação c/vídea 20cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                          | 2      | Pç.     |
| 04-0887    | Pinça Potts-Smith, com vídea 18cm                    | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 20cm                 | 1      | Pç.     |
| 05-0294    | Porta-agulha Wangenstein c/víd.27cm                  | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA TORACOTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vúdeia 30cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha De Bakey vúdeia 30cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva           | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 23cm           | 2      | Pç.     |
| 06-0606    | Tesoura p/Fios de Aço 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 07-0558    | Pinça Duval reta 1,5cm de boca 21cm               | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 07-1143    | Afastador Richardson nº3 40x44mm 24cm             | 1      | Pç.     |
| 07-1144    | Afastador Richardson nº4 28x52mm 24cm             | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta p/osso 15cm                  | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva p/osso 15cm                 | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |
| 15-3112    | Afastador Norte-Sul                               | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA TORACOTOMIA INFANTIL

| Referência | Descrição                                           | Quant. | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0109    | Espátula Reverdin angulada 29cm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0110    | Espátula Ribbon 30mm x 33cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afast. Farabeuf infantil 10mm 12cm                  | 1      | Pç.     |
| 01-0023    | Afast. Finochietto baby delicado 15x15x65mm p/tórax | 1      | Pç.     |
| 01-0024    | Afast. Finochietto infantil 20x30x125mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afast. Gosset pequeno 16x18x43x100mm, abdominal     | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afast. Gosset médio 58x65x160mm,abdominal           | 1      | Pç.     |
| 01-0037    | Afastador Jansen rombo                              | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afast.Langenebeck nº2 30x16mm cabo chato            | 2      | Pç.     |
| 01-0045    | Afast. Tuffier                                      | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 28cm                               | 2      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                              | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                    | 2      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm              | 10     | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin Coração 16cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                 | 1      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                              | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                      | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                     | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                                   | 4      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm          | 2      | Pç.     |
| 03-0258    | Pinça R. Pean curva 24cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schmidt curva 19cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta. Delikat 12cm              | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva. Delikat 12cm             | 6      | Pç.     |
| 03-0831    | Pinça Kelly Delicada reta 14cm                      | 6      | Pç.     |
| 03-0833    | Pinça Kelly Delicada curva 14cm                     | 6      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                         | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                            | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm           | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                    | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm               | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha             | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha             | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derf c/vídea 12cm                      | 1      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                       | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                        | 2      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva             | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                       | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA TORACOTOMIA INFANTIL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 06-0606    | Tesoura p/Fios de Aço 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 07-0558    | Pinça Duval reta 21cm 1,5cm boca                  | 2      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0067    | Caixa cirúrgica 32x16x08cm                        | 10     | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                                  | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Oliver 2mm de diâm. Inoxi. 15cm       | 2      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta                              | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva                             | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA TRAQUEOSTOMIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afast. Farabeuf delicado 10cm x 6mm               | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm           | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm            | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm        | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm  | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                | 4      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm         | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0849    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                    | 2      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/ serrilha          | 1      | Pç.     |
| 06-0070    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm              | 1      | Pç.     |
| 06-0341    | Tesoura Reta standard 15cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm           | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0064    | Caixa cirúrgica 20x10x05cm                        | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA UROLOGIA ADULTO

| Referência | Descrição                                                    | Quant. | Unidade |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afast.Farabeuf infantil 10mm 12cm                            | 1      | Pç.     |
| 01-0021    | Afast. Farabeuf médio 13mm largura 14cm                      | 1      | Pç.     |
| 01-0040    | Afast. Langenbeck n°3 40x11mm cabo chato cirurgia geral 22cm | 12     | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                                       | 1      | Pç.     |
| 01-0134    | Valva de Doyen 45x120mm                                      | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                                      | 1      | Pç.     |
| 01-1264    | Afast. Langenbeck n°5, 50X15mm, 20cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afast. Gosset médio 58x65x160mm, abdominal                   | 1      | Pç.     |
| 01-0033    | Afast. Gosset grande 73x80x200mm                             | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                                         | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                             | 4      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                           | 2      | Pç.     |
| 03-0155    | Pinça Babcock 20cm                                           | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                          | 10     | Pç.     |
| 03-0168    | Pinça Collin 1x2 dentes porta instru. 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                            | 1      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta em forma de anel 16cm                     | 1      | Pç.     |
| 03-0184    | Pinça Foerster reta lisa 18cm                                | 1      | Pç.     |
| 03-0187    | Pinça Foerster curva lisa 18cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster serrilha reta 25cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito rt c/serrilha 12cm                   | 8      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem. 12cm             | 10     | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                           | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                              | 4      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                             | 4      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm                   | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                                     | 2      | Pç.     |
| 03-0267    | Pinça Winter reta n°2                                        | 1      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                                    | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                                  | 6      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                                     | 4      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serr. 18cm                    | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                             | 2      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente de rato 25cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 05-0868    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 26cm                           | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                                 | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                                | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA UROLOGIA ADULTO

| Referência | Descrição                                      | Quant. | Unidade |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 06-0569    | Tesoura Potts de Martel 40g 19cm               | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                               | 8      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                          | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha        | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha        | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stillle reta 17cm                 | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stillle curva 14cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0389    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0390    | Tesoura Metzenbaum-Nelson RR 18cm curva        | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                    | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA UROLOGIA INFANTIL

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm              | 1      | Pç.     |
| 01-0024    | Afastador Finochietto inf. 30x39x145mm             | 1      | Pç.     |
| 01-0031    | Afastador Gosset pequeno 16x18x43x100mm, abdominal | 1      | Pç.     |
| 01-0032    | Afastador Gosset médio 58x65x160mm, abdominal      | 1      | Pç.     |
| 01-0039    | Afastador Langenbeck nº2 30x16mm cabo chato        | 1      | Pç.     |
| 01-0045    | Afastador Tuffier                                  | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 28cm                              | 1      | Pç.     |
| 01-0132    | Valva de Doyen 45x60mm                             | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                            | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0154    | Pinça Babcock 16cm                                 | 2      | Pç.     |
| 03-0159    | Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm             | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0164    | Pinça Collin reta 25cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0165    | Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm              | 1      | Pç.     |
| 03-0190    | Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm                | 1      | Pç.     |
| 03-0193    | Pinça Foerster curva c/serrilha 18cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0196    | Pinça Guyon 25cm                                   | 1      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                  | 4      | Pç.     |
| 03-0211    | Pinça Kelly curva hemostática 14cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 4      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva c/dente 14cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0223    | Pinça Lower 19cm                                   | 1      | Pç.     |
| 03-0236    | Pinça Randall figura 2                             | 1      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                             | 2      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça Rochester-Pean reta hemostática 18cm         | 2      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta. Delikat 12cm             | 4      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva. Delikat 12cm            | 10     | Pç.     |



## CAIXA PARA UROLOGIA INFANTIL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                       | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                          | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 18cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0311    | Pinça dissecação c/dente de rato 16cm             | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação c/dente de rato 18cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0289    | Porta-agulha Derfc/vídea 12cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0342    | Tesoura RR reta standard 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stille curva 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0601    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0602    | Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm            | 1      | Pç.     |
| 06-0606    | Tesoura p/Fios de aço 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 06-0789    | Tesoura Dietrich 60g 17,5cm                       | 1      | Pç.     |
| 07-0547    | Pinça De Bakey 19cm arco 3,5cm                    | 1      | Pç.     |
| 07-0702    | Pinça De Bakey 10,5cm ângulo 90°                  | 1      | Pç.     |
| 07-0792    | Pinça Dietrich reta 6,5cm Micro Bulldog           | 1      | Pç.     |
| 07-0793    | Pinça Dietrich reta 6cm Micro Bulldog             | 1      | Pç.     |
| 07-0794    | Pinça Dietrich reta 5,5cm Micro Bulldog           | 1      | Pç.     |
| 07-0795    | Pinça Dietrich angulada 6cm Micro Bulldog         | 1      | Pç.     |
| 07-0796    | Pinça Dietrich angulada 5,5cm Micro Bulldog       | 1      | Pç.     |
| 07-0797    | Pinça Dietrich angulada 5cm Micro Bulldog         | 2      | Pç.     |
| 07-0798    | Pinça De Bakey Beck 17cm                          | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0113    | Estilete Bi-Olivar 2mm de diâm. Inoxi. 15cm       | 1      | Pç.     |
| 10-0177    | Tentacânula de aço inoxidável 15cm                | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0902    | Aspirador Poole reto 24,5cm                       | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA PROSTATECTOMIA PARCIAL / RADICAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf 17cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0003    | Afastador Balfour valva 45 x 80mm haste normal    | 1      | Pç.     |
| 01-0106    | Espátula Haberer 25 x 30mm x 28cm                 | 1      | Pç.     |
| 01-0108    | Espátula Reverdin reta 29cm                       | 1      | Pç.     |
| 01-0111    | Espátula Ribbon 40mm x 33cm                       | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60 x 120mm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 19cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                  | 3      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin coração 16cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0180    | Pinça Duval 25cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0196    | Pinça Guyon 25cm                                  | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                             | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0215    | Pinça Kocher curva 14cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixer 23cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0243    | Pinça R. Ochsner reta 24cm                        | 4      | Pç.     |
| 03-0250    | Pinça R. Pean reta 18cm                           | 2      | Pç.     |
| 03-0256    | Pinça R. Pean curva 20cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0260    | Pinça Schnidt curva 21cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                    | 4      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-0836    | Pinça Moynihan curva 23cm                         | 2      | Pç.     |
| 03-1521    | Clipadora 28cm ang p/vitaclip médio/grande verde  | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação serrilha 18cm                    | 2      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                  | 2      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação dente 18cm                       | 2      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                     | 2      | Pç.     |
| 04-0316    | Pinça dissecação dente delicado 16cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                       | 1      | Pç.     |
| 05-0280    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 18cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0285    | Porta-agulha Wangenstein serrilha 27cm            | 1      | Pç.     |
| 05-0869    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm                | 2      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 07-0560    | Pinça dissecação De Bakey reta 20cm boca 1,5cm    | 1      | Pç.     |
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Blunt                                  | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |



## CAIXA PARA CIRURGIA CABEÇA / PESCOÇO

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf 10cm x 6mm                     | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 01-0029    | Afastador Gillies                                 | 2      | Pç.     |
| 01-0043    | Afastador Senn Mueller                            | 2      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curvo 12cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                             | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0604    | Pinça Micromosquito reta 12cm                     | 6      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                    | 6      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                         | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson serrilha 12cm              | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson dente 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação serrilha 18cm                    | 1      | Pç.     |
| 04-0306    | Pinça dissecação c/serrilha 20cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0313    | Pinça dissecação c/dente 20cm                     | 1      | Pç.     |
| 05-0274    | Porta-agulha Crile-Wood 15cm                      | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 18cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0387    | Tesoura Metzenbaum reta 20cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0391    | Tesoura Metzenbaum curva 20cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 07-0560    | Pinça dissecação De Bakey reta 20cm boca 1,5cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0001    | Abaixa língua Bruenings                           | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador de Freer                               | 1      | Pç.     |
| 10-0105    | Descolador de Hurd                                | 1      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta                              | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva                             | 1      | Pç.     |
| 15-3113    | Afastador Sofield jogo com 6 peças                | 1      | Pç.     |
| 15-3137    | Perióstomo Obwegeser 17,5cm x 11mm                | 1      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufeld delicado 200 gr                   | 1      | Pç.     |



## CAIXA BÁSICA PARA NEUROCIRURGIA

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0054    | Afastador Weitlaner agudo 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 01-0057    | Afastador Weitlaner rombo 16cm                    | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 15cm                                  | 4      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 12     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reto 12cm                 | 4      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curvo 12cm                | 6      | Pç.     |
| 03-0210    | Pinça Kelly reta 16cm                             | 4      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                            | 4      | Pç.     |
| 03-0255    | Pinça R. Pean curva 18cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0605    | Pinça Micromosquito curva 12cm                    | 2      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                   | 2      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson dente 12cm                 | 1      | Pç.     |
| 04-0297    | Pinça dissecação Adson-Brown                      | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação serrilha 18cm                    | 1      | Pç.     |
| 04-0312    | Pinça dissecação dente 18cm                       | 2      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 16cm             | 1      | Pç.     |
| 05-0293    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 20cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0565    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 23cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0379    | Tesoura Mayo-Stille reta 19cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0600    | Tesoura Metzenbaum delicada reta 20cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0613    | Tesoura Schmieden Taylor 17cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0700    | Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm              | 1      | Pç.     |
| 06-1361    | Tesoura Micro tipo caneta RR reta 15cm            | 1      | Pç.     |
| 06-1362    | Tesoura Micro tipo caneta RR curva 15cm           | 1      | Pç.     |
| 07-0694    | Pinça dissecação De Bakey 20cm 2,0mm de boca      | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0104    | Descolador de Freer                               | 1      | Pç.     |
| 10-0105    | Descolador de Hurd                                | 1      | Pç.     |
| 10-0126    | Martelo Taylor                                    | 1      | Pç.     |
| 10-0127    | Rugina Farabeuf reta                              | 1      | Pç.     |
| 10-0128    | Rugina Farabeuf curva                             | 1      | Pç.     |
| 10-0748    | Osteótomo Lambotte, 4x4mm 17cm                    | 6      | Pç.     |
| 15-3114    | Afastador Hohmann 23cm 18mm                       | 1      | Pç.     |
| 15-3115    | Afastador Hohmann 24cm 43mm                       | 1      | Pç.     |
| 15-3116    | Afastador Hohmann 24cm 43mm lamina longa          | 1      | Pç.     |
| 15-3117    | Afastador Hohmann 24cm 70mm                       | 1      | Pç.     |
| 15-3118    | Afastador Hohmann 25cm 22mm                       | 1      | Pç.     |
| 15-3126    | Dissector Langenbeck 30x16                        | 1      | Pç.     |
| 15-3130    | Formão (osteótomo) Stille 20cm x 20mm             | 1      | Pç.     |
| 15-3137    | Perióstomo Obwegeser 17,5cm x 11mm                | 1      | Pç.     |
| 15-3142    | Pinça Lowe Gruenwald 14cm 3mm                     | 1      | Pç.     |
| 15-3160    | Sacabocado Stille L. Goiva 27cm cv. 9x15mm        | 1      | Pç.     |
| 15-3165    | Martelo Neufeld delicado 200 gr                   | 1      | Pç.     |
| 15-3225    | Mead Pinça Goiva 16,5cm                           | 1      | Pç.     |





## CAIXA PARA ONCOLOGIA ABDOMINAL

| Referência | Descrição                                       | Quant. | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0004    | Afastador Balfour c/valva 100x70mm haste normal | 1      | Pç.     |
| 01-0020    | Afastador Farabeuf 12cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0022    | Afastador Farabeuf 17cm                         | 1      | Pç.     |
| 01-0131    | Valva de Balfour 45x80mm                        | 1      | Pç.     |
| 01-0137    | Valva de Doyen 60x120mm                         | 1      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                             | 10     | Pç.     |
| 03-0151    | Pinça Allis 19cm                                | 4      | Pç.     |
| 03-0152    | Pinça Allis 23cm                                | 4      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                               | 1      | Pç.     |
| 03-0166    | Pinça Collin coração 16cm                       | 1      | Pç.     |
| 03-0182    | Pinça Faure curva 20cm                          | 1      | Pç.     |
| 03-0192    | Pinça Foerster serrilha reta 25cm               | 2      | Pç.     |
| 03-0194    | Pinça Foerster serrilha curva 20cm              | 2      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta 12cm               | 6      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva 12cm              | 6      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                          | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                          | 4      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-Baby 14cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0227    | Pinça Mixter 23cm                               | 4      | Pç.     |
| 03-0243    | Pinça R. Ochsner reta 24cm                      | 4      | Pç.     |
| 03-0253    | Pinça R. Pean reta 24cm                         | 4      | Pç.     |
| 03-0257    | Pinça R. Pean curva 22cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0259    | Pinça Schnidt curva 19cm                        | 4      | Pç.     |
| 03-0740    | Pinça Kocher int. atraumática curva 22cm        | 1      | Pç.     |
| 03-0813    | Pinça Babcock vídea 16cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0815    | Pinça Babcock vídea 24cm                        | 2      | Pç.     |
| 03-0822    | Pinça Doyen atraumática reta 19cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0823    | Pinça Doyen atraumática reta 21cm               | 1      | Pç.     |
| 03-0827    | Pinça Duval vídea 25cm                          | 2      | Pç.     |
| 03-0834    | Pinça Kelly Delicada curva 16cm                 | 6      | Pç.     |
| 03-0835    | Pinça Moynihan curva 21cm                       | 4      | Pç.     |
| 03-0904    | Pinça Zenker curva 29,5cm                       | 2      | Pç.     |
| 03-1518    | Clipadora 28cm p/vitaclip médio/grande verde    | 1      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça dissecação Adson serrilha 12cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça dissecação Adson dente 12cm               | 1      | Pç.     |
| 04-0305    | Pinça dissecação serrilha 18cm                  | 1      | Pç.     |
| 04-0307    | Pinça dissecação c/serrilha 25cm                | 2      | Pç.     |
| 04-0314    | Pinça dissecação c/dente 25cm                   | 1      | Pç.     |
| 04-0316    | Pinça dissecação dente delicado 16cm            | 1      | Pç.     |
| 04-0857    | Pinça dissecação vídea 25cm                     | 1      | Pç.     |
| 05-0866    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 30cm           | 1      | Pç.     |
| 05-0274    | Porta-agulha Crile-Wood 15cm                    | 1      | Pç.     |
| 05-0281    | Porta-agulha Mayo-Hegar serrilha 20cm           | 1      | Pç.     |
| 05-0873    | Porta-agulha de Bakey vídea 30cm                | 1      | Pç.     |
| 05-1128    | Porta-agulha para fios de aço vídea 18cm        | 1      | Pç.     |
| 06-0378    | Tesoura Mayo-Stille reta 17cm                   | 1      | Pç.     |
| 06-0381    | Tesoura Mayo-Stille curva 17cm                  | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                   | 2      | Pç.     |
| 07-0541    | Pinça De Bakey ang.18cm boca 7,5cm              | 2      | Pç.     |



## CAIXA PARA ONCOLOGIA ABDOMINAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 07-0563    | Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm    | 1      | Pç.     |
| 07-0707    | Pinça De Bakey Satinski 28cm 7,5 boca             | 2      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-0062    | Cabo de bisturi nº7 (lâminas 10,11,12,15) 17cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0069    | Clips Mayo-Bunt                                   | 1      | Pç.     |
| 10-0631    | Aspirador de Yankauer                             | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA VETERINÁRIA-BÁSICA (CIRURGIA E AMBULATÓRIO)

| Referência | Descrição                                          | Quant. | Unidade |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0019    | Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm             | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                               | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                                | 6      | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                  | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm       | 2      | Pç.     |
| 03-0199    | Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha hem. 12cm | 2      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta c/dente 14cm                     | 2      | Pç.     |
| 04-0295    | Pinça Adson c/serrilha 12cm                        | 1      | Pç.     |
| 04-0296    | Pinça Adson c/dente 12cm                           | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm       | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm              | 1      | Pç.     |
| 05-0278    | Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm c/serrilha            | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum reta 18cm                       | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm     | 1      | Pç.     |
| 10-1393    | Caixa Cirúrgica 28x14x06cm perfurada               | 1      | Pç.     |

## CAIXA PARA VETERINÁRIA-GERAL

| Referência | Descrição                                         | Quant. | Unidade |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 01-0021    | Afastador Farabeuf médio 13mm largura 14cm        | 1      | Pç.     |
| 10-0060    | Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm    | 1      | Pç.     |
| 10-0061    | Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm | 1      | Pç.     |
| 10-1392    | Caixa Cirúrgica 26x12x06cm perfurada              | 1      | Pç.     |
| 03-0150    | Pinça Allis 5x6 15cm                              | 2      | Pç.     |
| 03-0160    | Pinça Backhaus 13cm                               | 10     | Pç.     |
| 03-0163    | Pinça Cheron 25cm                                 | 1      | Pç.     |
| 04-0303    | Pinça dissecação (anatômica) c/serrilha 14cm      | 1      | Pç.     |
| 04-0310    | Pinça dissecação c/dente de rato 14cm             | 1      | Pç.     |
| 03-0197    | Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha 12cm      | 6      | Pç.     |
| 03-0209    | Pinça Kelly reta hemostática 14cm                 | 2      | Pç.     |
| 03-0212    | Pinça Kelly curva 16cm                            | 6      | Pç.     |
| 03-0214    | Pinça Kocher reta 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0226    | Pinça Mixter-baby 14cm                            | 2      | Pç.     |
| 03-0231    | Pinça Pean-Murphy hemostática 16cm                | 1      | Pç.     |
| 05-0279    | Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm c/serrilha           | 1      | Pç.     |
| 05-0292    | Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 18cm                | 1      | Pç.     |
| 06-0351    | Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm             | 1      | Pç.     |
| 06-0377    | Tesoura Mayo-Stillé reta 14cm                     | 1      | Pç.     |
| 06-0386    | Tesoura Metzenbaum reta 18cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0380    | Tesoura Mayo-Stillé curva 14cm                    | 1      | Pç.     |
| 06-0388    | Tesoura Metzenbaum reta 23cm                      | 1      | Pç.     |
| 06-0392    | Tesoura Metzenbaum curva 23cm                     | 2      | Pç.     |



**ITM Indústria de Tecnologias Médicas Ltda.**

Rua Berto Círio, 751 • Canoas • RS • Brasil • Cep.: 92420-030  
Fone: (51) 3052 3900 • Fax (51) 3052 3942  
[www.edlo.com.br](http://www.edlo.com.br)

85-1229-1 • Versão web: Fev/23